


Анти-Sox30 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - O94993

Артикул: CM0018284



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SOX30, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный SOX30 (прибл. 82 кДа). Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции, спермиогенеза и Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX30 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SOX30
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11063
ID гена	11063
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 604-753 человеческого SOX30 (NP_848511.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94993
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент