

Анти-Sox30 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Cgw4

Артикул: CM0015139

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против SOX30, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований спермиогенеза, Wnt-сигналинга и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX30 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SOX30
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	11063
GeneID	214105
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 мышиногo SOX30 (NP_775560.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8CGW4
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом