

Поликлональные Антитела Против Sox5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Артикул: CM0026773

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SOX5, подходящие для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований хондрогенеза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	6660
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-120 человеческого SOX5 (NP_694534.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35711
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом