

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sox5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35711

Артикул: CM0006446

введение

Данное кроличье моноклональное антитело к SOX5 подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Оно перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком, что позволяет изучать опосредованную SOX5 дифференцировку хондроцитов и развитие хряща.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к SOX5
Примечания/Альтернативные названия	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Вид	Человек
ID гена	6660
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SOX5. (NP_008871.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35711
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом