

Поликлональное Антитело Против Sox6 Для If/Icc И Elisa - P35712

Артикул: CM0023685

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против транскрипционного фактора человека SOX6, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Идеально подходит для изучения хондрогенеза, нейрогенеза и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Вид	Человек
ID гена	55553
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-74 человеческого PML (NP_001139291.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35712
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом