

Антитела Кролика Против Sox6 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35712

Артикул: CM0029111

введение

Поликлональные антитела кролика (pAb) против SOX6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Обнаруживают белок SOX6 (92 кДа) человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипции в процессах развития. Применяются в исследованиях нейрогенеза и хондрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55553
GeneID	55553
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-74 человеческого SOX6 (NP_001139291.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35712
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент