

Антитело K Sox9 (Кроличье Моноклональное) Для Вестерн-Блоттинга - P48436

Артикул: CM0003604



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого транскрипционного фактора SOX9, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой; идеально подходит для исследований хондрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX9 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6662
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 169-300 человеческого SOX9 (P48436).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48436
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом