

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Sp1 Для Ihc-P, Elisa - P08047

Артикул: CM0030198



введение

Кроличыи поликлональные антитела к SP1, валидированные для IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с Human, Mouse, Rat. Идеально подходят для изучения регуляции транскрипции, ремоделирования хроматина и биологии рака. Высококачественный инструмент для исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6667
ID гена	6667
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 581-680 человеческого SP1 (NP_612482.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08047
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом