

Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Sp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Артикул: CM0013912



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого транскрипционного фактора SP1. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный SP1. Подходят для исследований клеточного роста, апоптоза и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6667
ID гена	6667
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-620 человеческого SP1 (NP_612482.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08047
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом