


Поликлональные Антитела Против Anti-Sp100 Для Wb И Elisa - P23497

Артикул: CM0026366



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SP100 для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующие с человеческим и мышинным белками. Подходят для изучения ядерных телец PML, транскрипционной коактивации с ETS1 и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP100 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	lysp100b; SP100
Вид	Человек
GeneID (человек)	6672
GeneID	6672
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 181-480 человеческого SP100 (NP_001193631.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23497
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Со льдом