

Антитело Кролика Поликлональное Против Sp110 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nb58

Артикул: CM0030156

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SP110 (IPR1, IFI41, IFI75). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для исследований регуляции транскрипции и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP110 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3431
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-290 человеческого SP110 (NP_004501.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NB58
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом