

Поликлональное Антитело Против Sp2 Для Wb, Elisa — Q02086

Артикул: CM0019766

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на транскрипционный фактор человека SP2 (~65 кДа). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6668
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240–331 человеческого SP2 (NP_003101.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q02086
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом