

Кроличыи Поликлональные Антитела К Sp3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Артикул: CM0015644

введение

Кроличыи поликлональные антитела, распознающие SP3 человека, мыши и крысы (фактор транскрипции Sp3). Валидированы для методов WB, IHC-P, ELISA. Подходят для изучения регуляции транскрипции, контроля клеточного цикла и динамики экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP3 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	SPR2; SP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6670
GeneID	6670
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02447
Молекулярная масса белка	82 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом