

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sp7 (Osterix) Для Вестерн-Блота, Ифа — Q8Tdd2

Артикул: CM0019587

введение

Кроличья поликлональная антитело против SP7, валидированная для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает SP7/остерикс человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипции дифференцировки остеобластов. Идеально подходит для исследований в области биологии костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	121340
GeneID	121340
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 333–376 человеческого SP7 (NP_001166938.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TDD2
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет