

Поликлональные Антитела Против Spag11A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6Pda7

Артикул: CM0020241

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SPAG11A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Направлены против секретируемого антимикробного дефензина, необходимого для созревания сперматозоидов и защиты мужской репродуктивной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPAG11A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Вид	Человек
ID гена (человек)	653423
ID гена	653423
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-50 человеческого SPAG11A (NP_478108.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6PDA7
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовой пакет