

Поликлональные Антитела Против Spag5 Для If/Icc, Ифа - Q96R06

Артикул: CM0027647

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SPAG5 (Астрин, MAP126) для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Рекомбинантный иммуноген (aa 1-300) гарантирует специфичность для изучения динамики митотического веретена и сегрегации хромосом. - Q96R06

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPAG5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10615
GeneID	10615
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SPAG5 (NP_006452.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96R06
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	С хладоэлементом