

Анти-Spag6 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75602

Артикул: CM0027113

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого SPAG6, сперма-ассоциированного антигена, необходимого для жгутиковой подвижности. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходят для исследований в области репродуктивной биологии и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPAG6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9576
GeneID	9576
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-290 человеческого SPAG6 (NP_758442.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75602
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом