

Антитело Кролика Против Spag8 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99932

Артикул: CM0025393



введение

Поликлональное антитело кролика против SPAG8, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелено на сперма-ассоциированный антиген 8, ресничный белок, участвующий в подвижности и сперматогенезе. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	SPAG8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26206
ID гена	26206
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-420 человеческого SPAG8 (NP_758516.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99932
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом