


Кроличья Моноклональная Антитела Против Spam1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P38567

Артикул: CM0006310



введение

Кроличья моноклональная антитела против SPAM1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Специфична к человеческому SPAM1 (гиалуронидаза PH-20), перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследований адгезии сперматозоида к яйцеклетке и оплодотворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SPAM1 кроличья моноклональная антитело (Rabbit mAb)
Примечания/алиасы	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
Вид	Человек
ID гена	6677
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 61-223 человеческого SPAM1 (NP_694859.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P38567
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет