


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Spam1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Артикул: CM0023218



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на гиалуронидазу человека SPAM1 (PH20). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований в области репродуктивной биологии и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPAM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Вид	Человек
ID гена	6677
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-300 человеческого SPAM1 (NP_003108.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38567
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом