

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sparc Для Иг-П, Ифа - P09486

Артикул: CM0020698



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SPARC (Остеонектин, BM-40). Валидировано для иммуногистохимии (ИГ-П) и ИФА; подходит для окрашивания тканей и количественных анализов образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPARC Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Вид	Человек
ID гена (человек)	6678
ID гена	6678
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот с 18 по 303 человеческого SPARC (NP_003109.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09486
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодовый пакет