


## Кроличья Поликлональная Антитело К Sparcl1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q14515

Артикул: CM0021840



### введение

Высококачественное поликлональное антитело к человеческому SPARCL1 (Hevin, MAST9). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SPARCL1 кроличья поликлональная антитело                                                                             |
| Примечания/алиасы         | SC1; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 8404                                                                                                                 |
| ID гена                   | 8404                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 17-300 человеческого SPARCL1 (NP_004675.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | Q14515                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 75кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                        |