

Анти-Spata4 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Neu3

Артикул: CM0029587

введение

Поликлональные антитела кролика SPATA4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающие человеческий, мышинный и крысиный SPATA4 (35 кДа). Подходят для исследований апоптоза и сперматогенеза в ткани яичек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPATA4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
Вид	Человек
GeneID	132851
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого SPATA4 (NP_653245.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEY3
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом