


Поликлональные Антитела Против Spata5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Nb90

Артикул: CM0022623



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку SPATA5 (AFG2, SPAF), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают SPATA5 человека, мыши и крысы; подходят для исследований репликации хроматина, биогенеза рибосом и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPATA5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AFG2; SPAF; EHLMR5; NEDHSB; SPATA5
Вид хозяина антигена	Человек
ID гена (человек)	166378
ID гена	166378
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 228–304 человеческого SPATA5 (NP_001304728)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NB90
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовой пакет