

Кроличья Поликлональная Антитело Против Spc24 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nbt2

Артикул: CM0024675



введение

Подтвердите роль SPC24 в сборке кинетохора и сегрегации хромосом с помощью этого кроличьего поликлонального антитела. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с человеческим и мышиным SPC24.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SPC24 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SPBC24; SPC24
Вид	Человек
GeneID (человек)	147841
GeneID	147841
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-197 человеческого SPC24 (NP_872319.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NBT2
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент