

Поликлональные Антитела Против Spdef Для Wb, Elisa - 095238

Артикул: CM0023936



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SPDEF, валидированные методами Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают полосу с молекулярной массой 38 кДа и подходят для исследований рака предстательной железы и изучения промотора простатоспецифического антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPDEF кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Вид	Человек
ID гена (человек)	25803
ID гена	25803
Иммуноген	Синтетический пептид, аминокислоты 1-100 человеческого SPDEF (NP_036523.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	095238
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовой пакет