

Кроличыи Поликлональные Антитела К Spdef Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Артикул: CM0016471



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого SPDEF (PDEF, транскрипционный фактор Ets, содержащий SAM pointed domain). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Подходят для исследований рака предстательной железы и гормон-регулируемых эпителиальных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPDEF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Вид	Человек
GeneID (человек)	25803
GeneID	25803
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-335 человеческого SPDEF (NP_036523.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O95238
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом