

Поликлональное Антитело Anti-Specc1L Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q69Yq0

Артикул: CM0019478

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SPECC1L (цитоспин-A). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения цитокинеза, организации веретена деления и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело SPECC1L
Примечания/синонимы	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
Вид	Человек
Идентификатор гена	23384
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-500 человеческого SPECC1L (NP_056145.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q69YQ0
Молекулярная масса белка	125 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом