

Поликлональные Антитела Против Sperm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N4L4

Артикул: CM0028209

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SPEM1 (C17orf83), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают мембранный/цитоплазматический белок, необходимый для удаления цитоплазмы сперматид во время сперматогенеза. Перекрестная реакция с крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPEM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C17orf83; SPEM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	374768
ID гена	374768
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 203-309 человеческого SPEM1 (NP_955371.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8N4L4
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом