


Моноклональное Антитело Против Сперминсинтазы Для Вб, Ифа - P52788

Артикул: CM0011767



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой сперминсинтазы (SMS), подходит для приложений ВБ и ИФА. Обнаруживает человека, мышь и крысу. Идеально подходит для изучения биосинтеза полиаминов и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Сперминсинтаза, кроличье мкАт
Примечания/алиасы	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Spermine synthase
Вид	Человек
ID гена	6611
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческой сперминсинтазы (P52788).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52788
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Аккумулятор холода