


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Сперминсинтазы (Sms) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P5272788

Артикул: CM0027153



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческой сперминсинтазы (SMS). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Необходимы для исследований биосинтеза полиаминов и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMS кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6611
GeneID	6611
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-366 человеческого SMS (NP_004586.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52788
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом