

Поликлональное Антитело Против Spg7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Uq90

Артикул: CM0013740



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPG7/параплегина, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального протеостаза и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPG7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6687
GeneID	6687
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого SPG7 (NP_003110.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQ90
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом