


Поликлональное Антитело Anti-Sphk1 Для IHC-P, Elisa — Q9Nya1

Артикул: CM0020191



введение

Поликлональное кроличье антитело к сфингозинкиназе 1 человека (SPHK1) для IHC-P и ELISA, перекрёстно реагирующее с белками мыши и крысы. Обнаруживает полосу 43 кДа. Идеально подходит для изучения сигнальных путей, опосредованных S1P, воспаления и нейровоспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SPHK1
Примечания/алиас	SPHK
Вид	Человек
GeneID (человек)	8877
GeneID	8877
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 человеческого SPHK1 (NP_001136074.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYA1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом