


Моноклональное Кроличье Антитело Против Sphk1 Для Wb И Elisa — Q9Nya1

Артикул: CM0006796



введение

Моноклональное кроличье антитело против SPHK1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на сфингозинкиназу 1 человека (SWISS Q9NYA1) — липидкиназу, участвующую в метаболизме сфинголипидов и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против SPHK1
Примечания/синонимы	SPHK; SPHK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8877
GeneID	8877
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого SPHK1 (NP_001136074.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYA1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Пакет со льдом