

Поликлональное Антитело Anti-Sphk2 Для If/Icc И Elisa - Q9Nra0

Артикул: CM0028374

введение

SPHK2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело против человеческой сфингозинкиназы 2 (Sphingosine kinase 2), валидированное для IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследования сфинголипидной сигнализации, апоптоза и функции митохондрий в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPHK2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56848
ID гена	56848
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-654 человеческой SPHK2 (NP_064511.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRA0
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом