

Поликлональные Антитела Против Sphk2 Для Wb И Elisa - Q9Nra0

Артикул: CM0029742

введение

Кроличьи поликлональные антитела к SPHK2 для Вестерн-блоттинга и ELISA, направленные против человеческой сфингозинкиназы 2 (SPHK2). Перекрестно реагируют с человеческими и мышиными антигенами. Идеально подходит для изучения сигналинга S1P, апоптоза, митохондриального дыхания и эпигенетической регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPHK2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Вид	Человек
GeneID	56848
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-165 человеческого SPHK2 (NP_001191088.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NRA0
Молекулярная масса белка	69кДа
Доставка	Айс-пак