


Поликлональные Антитела Против Spi1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Артикул: CM0019975



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против транскрипционного фактора человеческого SPI1/PU.1. Подходят для применения WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный SPI1. Необходимы для исследований судьбы гемопоэтических клеток и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPI1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы (Alias)	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6688
GeneID	6688
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-98 человеческого SPI1 (NP_003111.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17947
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом