

Моноклональное Антитело Против Гликопротеина Шипа Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0002102



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на гликопротеин шипа (S-белок) SARS-CoV-2, для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Детектирует полосу ~141 кДа. Подходит для исследований вирусного проникновения и взаимодействия с клеткой-хозяином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 3CLpro Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Гликопротеин шипа; S; SARS-CoV-2 3CLpro
Вид	Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 коронавирусной 3CLpro (YP_009725295.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом