


Поликлональные Антитела Против Spin1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Артикул: CM0027696



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на SPIN1 (Spindlin-1) — хроматиновый ридер, который распознает H3K4me3K9me3 и активирует сигнальный путь Wnt. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA, обладают перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области онкологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPIN1 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	SPIN; TDRD24; SPIN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10927
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-262 человеческого SPIN1 (NP_006708.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y657
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет