

Кроличья Моноклональная Антитела Против Spink5/Lekti Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nq38

Артикул: CM0002918



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против SPINK5/LEKTI, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Кросс-реагируют с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген рекомбинантный, подходит для исследований ингибитора сериновых протеаз и функции барьера кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPINK5 / LEKTI кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
Вид	Человек
ID гена (человек)	11005
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого SPINK5/LEKTI (Q9NQ38)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQ38
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Холодильный пакет