


Кроличье Поликлональное Антитело Против Spint1 (Hai-1) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O43278

Артикул: CM0027779



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPINT1 (HAI-1), ингибитора протеаз кунитцевого типа, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; рекомбинантный иммуноген; предсказанный молекулярный вес 58 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPINT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6692
GeneID	6692
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-513 человеческого SPINT1 (NP_003701.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43278
Молекулярный вес белка	58 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом