

Антитела Кролика Поликлональные Против Spk (Topk) - Q96Kb5

Артикул: CM0030411



введение

Поликлональные антитела кролика против SPK (TOPK) для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека и крысы. Обнаруживают белок массой 36 кДа; идеально подходят для исследований раково-тестикулярных антигенов и киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID, Человек)	55872
Идентификатор гена (GeneID)	55872
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-322 человеческого SPK (NP_060962.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96KB5
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом