

Поликлональные Антитела Против Srock3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Bq16

Артикул: CM0018160

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SPOCK3 (Testican-3), валидированные для WB, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Для исследований нейрогенеза и инвазии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPOCK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
Вид	Человек
ID гена	50859
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-380 человеческого SPOCK3 (NP_001035249.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQ16
Молекулярный вес белка	49 кДа
Доставка	В ледяном пакете