


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Spon2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Артикул: CM0014296



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий SPON2 (MINDIN/DIL-1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт секретируемый белок внеклеточного матрикса, участвующий в адгезии клеток и врождённом иммунитете. Реагирует перекрёстно с белком крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SPON2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10417
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-150 человеческого SPON2 (NP_036577.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9BUD6
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Пакет со льдом