

Анти-Spor Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - O43791

Артикул: CM0002452



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SPOP (O43791). Валидировано для WB и ELISA; подходит для исследований в области убиквитинирования, протеасомной деградации, взаимодействий «хозяин-вирус» и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPOP кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8405
ID гена	8405
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого SPOP (O43791).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43791
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом