


Поликлональное Антитело Против Sppl2A Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Tct8

Артикул: CM0016126



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SPPL2A (IMP3/PSL2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенный SPPL2A у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SPPL2A
Примечания/синонимы	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	84888
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 421-520 человеческого SPPL2A (NP_116191.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TCT8
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Пакет со льдом