


## Поликлональное Антитело Против Spr (Сепиаптеринредуктазы) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P35270

Артикул: CM0017478



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой SPR (сепиаптеринредуктазы), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения биосинтеза тетрагидробиоптерина и связанных исследований дистонии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SPR Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | SDR38C1; SPR                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 6697                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 человеческой SPR (NP_003115.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | P35270                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 28 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |