

Моноклональное Антитело К Sprouty 2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Артикул: CM0010433



введение

Кроличье моноклональное антитело к белку Sprouty 2 (SPRY2) человека для применения в методах вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к крысе. Подходит для изучения FGF-сигнального пути и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Sprouty 2
Примечания/Синонимы	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10253
GeneID	10253
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 216-315 белка Sprouty 2 человека (O43597).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O43597
Молекулярная масса белка	35 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом