

Поликлональное Кроличье Антитело Против Sprr1A Для Вб, If-P, Ифа - P35321

Артикул: CM0019595

введение

Кроличье поликлональное антитело к SPRR1A (pAb) нацелено на Корнифин-А (SPRR1A). Проверено для ВБ, IF-P, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований дифференцировки кератиноцитов, кожного барьера и ороговевающей оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPRR1A кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SPRK; SPRR1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	6698
ID гена	6698
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-89 человеческого SPRR1A (NP_005978.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35321
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет