

Поликлональное Антитело Против Sprr3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Артикул: CM0015856

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPRR3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований кератиноцитов и роговой оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SPRR3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SPRR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6707
GeneID	6707
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого SPRR3 (NP_005407.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBC9
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом